Laboratórna práca č.1 Izotermický dej

Dátum merania: 21.12.2023 Meno: Adam Labuš


Spolupracovníci: Pavol Medveczký, Martin Németh Trieda: Sexta B

1 Postup


- 1. Coach panel zapojíme do počítača.
- 2. Do Coachu zapojíme tlakový senzor.
- 3. Do tlakového senzoru zapojíme hadičku a na jej druhý koniec zapojíme striekačku s objemom 20ml.
- 4. Na počítači si zvolíme aký sme použili senzor a nakalibrujeme ho na aktuálny atmosferický tlak 1009,5 hPa.
- 5. Postupne stláčame striekačku, zapisujeme jej objem a hodnotu zo senzora. Spolu sme urobili 14 meraní.
- 6. Prvý graf, ktorý urobíme je tlak v závislosti od objemu.
- 7. Na druhý graf potrebujem najprv pridať do tabuľky nový stĺpec, ktorého hodnoty budú podľa vzorca p * V. Graf nastavíme tak aby x-ová os bola číslo merania a y-ová os bola z nášho novo vytvoreného stĺpca. Hodnota konštanty v Boyleovom-Mariottovom zákone je na grafe vidieť na y-ovej osi.
- 8. Na tretí graf znovu vytvoríme nový stĺpec v tabuľke, tentokrát podľa vzorca 1/V. Nastavíme x-ovú os grafu na p, y-ová os na 1/V.
- 9. Posledný graf ofitujeme lineárnou funkciou.

2 Namerané a vypočítané hodnoty


Screenshot po meraní




Graf I., tlak v závislosti od objemu




Graf II., tlak krát objem v závislosti od čísla merania



Graf III., tlak v závislosti od recipročnej hodnoty objemu



Graf IV., tlak v závislosti od recipročnej hodnoty objemu s ofitovanou funkciou



a = 1808.91

3 Záver

1. Pozorovali sme izotermický dej lebo:

$$\frac{p*V}{T} = \text{konštanta}$$

Z nášho pozorvania vieme, že p*V je tiež konštantná hodnota. Znamená, že platí:

$$\frac{kontanta}{T} = \text{konštanta}$$
 $T = \text{konštanta}$

To, že tlak krát objem je konštanta (p * V = konštanta) sa nazyvá Boylov-Mariottov zákon. Jeho celé slovné znenie je: $Pri\ izotermickom\ deji\ s\ ideálnym\ plynom\ so\ stálou\ hmotnosťou\ je\ súčin\ tlaku\ a\ objemu\ plynu\ stály.$ [1]

- 2. V grafe I je vidieť nepriama úmernosť medzi tlakom voči objemu, lebo graf klesá a je zakrivený v strede tak ako to vidíme v lomenej funkcií.
- 3. Na grafe II je skoro vodorovná čiara, teda konštantná funkcia. Je to lebo platí Boyleov-Marriotov zákon. Hovorím "skoro vodorovná čiara", lebo ako už bolo spomenuté Boyleov-Marriotov zákon platí pre **ideálny plyn**, vzduch ním nie je. Tým, že sčítame všetky hodnoty v tomto grafe a vydelíme ho počtom meraní, zistíme, že hodnota našej konštanty je približne 1.831[kPa*l].

Literatúra

[1] $https://sk.wikipedia.org/wiki/Boylov-Mariottov_z\%C3\%A1kon$